

# ScleroGel®

za zdravljenje venskih malformacij

Zmanjša tveganje  
za nekrozo

Zmanjšano število  
intervencij

Majhna količina  
alkohola



Pospešena  
dehidracija

Hitro zmanjšanje  
premera žile

Dobra kontrola  
injiciranja

Enostavna uporaba

ScleroGel®  
kit



## Želiran etilni alkohol vezan z derivatom celuloze



Pred zdravljenjem s ScleroGel®-om



Gel + kontrastno sredstvo



Po zdravljenju s ScleroGel®-om

### Lastnosti, način delovanja:

V posebnem in zelo kompleksnem procesu je visok odstotek etanola v obliki gela vezan na derivat celuloze.

V tej obliki, se lahko visoka učinkovitost alkohola ohrani, vendar je lahko boljše nadzorovana, kot v čisti obliki tekočine.

Z vezavo alkohola v gelu se poveča kontaktni čas žilne stene in pospeši dehidracijo. Ob počasnem injiciranju v žilo se ScleroGel® strjuje ob stiku s krvnimi derivati in tako zožuje premer žile (1).

(1) A New Sclerosing Agent in the Treatment of Venous Malformations; Study on 23 Cases Interventional Neuroradiology 10: 113-127, 2004




#### Komplet vsebuje:

- Ena steklenička (2,2 ml) ScleroGel®
- Dve 1 ml-brizgi
- Ena 19G-igla
- Dve kanili 21G
- Navodila za uporabo

ScleroGel® je medicinski pripomoček. Vsi sestavni deli kompleta so namenjeni za enkratno uporabo.

Za več informacij obiščite [www.sclerogel.com](http://www.sclerogel.com) ali nas pokličite.



TEHMED d.o.o.  
Neubergerjeva 7  
1000 Ljubljana  
Tel.: +386 (0) 31 649 040  
Fax: +386 (0) 59 974 552  
info@tehmed.si  
www.tehmed.si

